

SMÖRJANDE LÖSNING FÖR ÖGONEN MED HYALURONSYRA OCH ESSENTIELLA ELEKTROLYTER.

Sammansättning: Natriumhyaluronat (hyaluronsyra) 0,15 %, borsyra, **Protector™***, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, **Oxyd®**** 0,06 %, renat vatten q.s.

Beskrivning: Oxyl® är en smörjande lösning för ögonen som innehåller 0,15 % hyaluronsyra. Hyaluronsyran som finns i produkten har erhållits via fermentering och har inte animaliskt ursprung. Effekten har optimerats och förlängts av **Protector™**, som är en filmbildande polymer. Elektrolyterna (klorider, natrium, kalium, kalcium och magnesium), som är viktiga för de cellulära biokemiska processerna, och att lösningen är lätt hypoton hjälper till att bibehålla fysiologiska förhållanden på ögonytan. Oxyl® innehåller **Oxyd®**, ett nytt, patenterat konserveringssystem, som utvecklats i forskningslaboratorier hos **TUBILUX PHARMA**, och som förvandlas till syre, vatten och natriumklorid vid kontakt med ögat. Dessa substanser, som finns naturligt i tårvätskan, irriterar inte ögonen och håller epitelcellerna friska.

Indikationer: Oxyl® ger omedelbar och varaktig lättnad vid torra, irriterade och trötta ögon vars orsak inte är patologisk utan beror på externa faktorer som långvarig exponering för bildskärmar, luftkonditionering, damm, miljöföroreningar, rök osv.

Oxyl® är indikerat även för personer som använder kontaktlinser.

Bruksanvisning:

- Kontrollera att förseglingen inte är bruten.
- Tvätta och skölj händerna noggrant.
- Öppna flaskan genom att vrida på kapsylen tills förseglingen bryts.
- Vänd flaskan upp och ner och droppa en eller två droppar i varje öga, eller enligt läkarens ordination.
- Stäng flaskan ordentligt efter användning.
- Utsätt inte produkten för solljus.

Varningar:

- När flaskan öppnats ska lösningen användas inom 60 dagar.
- Kasserera eventuell resterande lösning.
- Låt inte flaskans spets komma i kontakt med någonting för att förhindra eventuell kontaminering.
- Använd inte produkten vid överkänslighet mot något av innehållsämnen.
- Sällsynta tillfällen av mild okulär irritation har rapporterats med produkten. Sluta med användning om du upplever smärta, rödögdhet eller förändrad syn efter droppning. Rådgor med läkare om symtomen kvarstår eller förvärras
- Svälj inte lösningen.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte lösningen efter utgångsdatum.
- Förvara flaskan vid högst 25 °C.
- Kontakta läkare vid bestående problem.
- Droppa inte Oxyl® i ögonen tillsammans med andra preparat, effekten kan förändras.
- Får inte frysas.

Information lämnas av:

Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
SE-10465 Stockholm
SWEDEN

* Protector™ patentansökan under behandling

** Oxyd® patenterat